

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексмед»

Основной государственный регистрационный номер: 1135001002509

143912, Российская Федерация, Московская область, Балашихинский район, город Балашиха, шоссе Энтузиастов
Западная коммунальная зона, владение 1А, телефон: 8 (495) 411-99-33, факс: 8 (495) 411-99-33,
адрес электронной почты: 207@armed.ru

в лице Генерального директора Романченко Евгения Витальевича

заявляет, что

Светильник операционный Armed в следующих вариантах исполнения: L2000, LEDL750, LEDL650, SD-II, LED750-TV, LED650/550, LED750/650, LED750/750, LED650, LED650/650, L734, SD200, L7412, с принадлежностями:

Светильник операционный Armed, вариант исполнения L2000, в составе:

- блок освещения, диаметр 750 мм;
- блок освещения, диаметр 550 мм;
- блок установочный с двумя горизонтальными плечами, длиной 950 мм и 800 мм;
- плита сборочная, диаметр 320 мм;
- ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном – 2 шт.;
- плечо балансирующее, длина 900 мм – 2 шт.;
- чехол декоративный (250 мм x 80 мм x 50 мм) – 2 шт.;
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения L2000:

- лампа запасная 24 В 50 Вт – 2 шт.;
- предохранитель RTT3,15 А;
- предохранитель RTT 1,6 А.

2. Светильник операционный Armed, вариант исполнения LEDL750, в составе:

- блок освещения, диаметр 750 мм;
- основание (510 мм x 320 мм x 270 мм) с двумя колесами, диаметр 70 мм;
- штатив, длина 1640 мм, диаметр 105 мм;
- опора колесная (550 мм x 60 мм x 145 мм) – 2 шт.;
- ручка стерилизуемая, длина 120 мм, диаметр 110 мм;
- ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном;
- плечо балансирующее, длина 630 мм;
- чехол декоративный (265 мм x 80 мм x 50 мм);
- пульт дистанционного управления (85 мм x 40 мм x 5 мм);
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения LEDL750:

- предохранитель RTT 2 А – 2 шт.

3. Светильник операционный Armed, вариант исполнения LEDL650, в составе:

- блок освещения, диаметр 650 мм;
- основание (510 мм x 320 мм x 270 мм) с двумя колесами, диаметр 70 мм;
- штатив, длина 1640 мм, диаметр 105 мм;
- опора колесная (550 мм x 60 мм x 145 мм) – 2 шт.;
- ручка стерилизуемая, длина 120 мм, диаметр 110 мм;
- ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном;
- плечо балансирующее, длина 630 мм;
- чехол декоративный (265 мм x 80 мм x 50 мм);
- пульт дистанционного управления (85 мм x 40 мм x 5 мм);
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения LEDL650:

- предохранитель RTT 2 А – 2 шт.

4. Светильник операционный Armed, вариант исполнения SD-II, в составе:

- блок освещения, диаметр 700 мм;
- основание (510 мм x 320 мм x 270 мм) с двумя колесами, диаметр 70 мм;
- штатив, длина 1640 мм, диаметр 105 мм;
- плечо балансирующее, длина 670 мм;
- опора колесная (550 мм x 60 мм x 145 мм) – 2 шт.;
- ручка стерилизуемая, длина 140 мм, диаметр 90 мм – 2 шт.;



- чехол декоративный (240 мм x 70 мм x 50 мм);
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения SD-II:
- лампа запасная 24 В 150 Вт – 2 шт.

5. Светильник операционный Armed, вариант исполнения LED750-TV, в составе:
- блок освещения, диаметр 750 мм;
 - блок установочный с горизонтальным плечом, длиной 950 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 120 мм, диаметр 110 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном;
 - плечо балансировочное, длина 900 мм;
 - крышка верхняя, диаметр 490 мм;
 - уплотнитель верхней крышки;
 - кольцо ограничительное, диаметр 160 мм;
 - саморез ST 3,5x16 – 8 шт.;
 - гайка M12 – 8 шт.;
 - шайба M12 плоская – 4 шт.;
 - шайба M12 гровера – 8 шт.;
 - руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения LED750-TV:
- предохранитель RTT2 A – 2 шт.

6. Светильник операционный Armed, вариант исполнения LED650/550, в составе:
- блок освещения, диаметр 650 мм;
 - блок освещения, диаметр 550 мм;
 - блок установочный с двумя горизонтальными плечами, длиной 950 мм и 800 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 120 мм, диаметр 110 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном;
 - плечо балансировочное, длина 900 мм – 2 шт.;
 - крышка верхняя, диаметр 490 мм;
 - уплотнитель верхней крышки;
 - кольцо ограничительное, диаметр 160 мм;
 - саморез ST 3,5x16 – 8 шт.;
 - гайка M12 – 8 шт.;
 - шайба M12 плоская – 4 шт.;
 - шайба M12 гровера – 8 шт.;
 - руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения LED650/550:
- предохранитель RTT 2 A – 2 шт.

7. Светильник операционный Armed, вариант исполнения LED750/650, в составе:
- блок освещения, диаметр 750 мм;
 - блок освещения, диаметр 650 мм;
 - блок установочный с двумя горизонтальными плечами, длиной 950 мм и 800 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 120 мм, диаметр 110 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном;
 - плечо балансировочное, длина 900 мм – 2 шт.;
 - крышка верхняя, диаметр 490 мм;
 - уплотнитель верхней крышки;
 - кольцо ограничительное, диаметр 160 мм;
 - саморез ST 3,5x16 – 8 шт.;
 - гайка M12 – 8 шт.;
 - шайба M12 плоская – 4 шт.;
 - шайба M12 гровера – 8 шт.;
 - руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения LED750/650:
- предохранитель RTT 2 A – 2 шт.

8. Светильник операционный Armed, вариант исполнения LED750/750, в составе:
- блок освещения, диаметр 750 мм – 2 шт.;
 - блок установочный с двумя горизонтальными плечами, длиной 950 мм и 800 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 120 мм, диаметр 110 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном;

ARMEД®

NON PROGREDI, EST REGREDI



- плечо балансирующее, длина 900 мм – 2 шт.;
- крышка верхняя, диаметр 490 мм;
- уплотнитель верхней крышки;
- кольцо ограничительное, диаметр 160 мм;
- саморез ST 3,5×16 – 8 шт.;
- гайка M12 – 8 шт.;
- шайба M12 плоская – 4 шт.;
- шайба M12 гровера – 8 шт.;
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения LED750/750:

- предохранитель RTT 2 A – 2 шт.

9. Светильник операционный Armed, вариант исполнения LED650, в составе:

- блок освещения, диаметр 650 мм;
- блок установочный с горизонтальным плечом, длиной 950 мм;
- плечо балансирующее, длина 950 мм;
- ручка стерилизуемая, длина 120 мм, диаметр 110 мм;
- ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном;
- крышка верхняя, диаметр 490 мм;
- уплотнитель верхней крышки;
- кольцо ограничительное, диаметр 160 мм;
- саморез ST 3,5×16 – 8 шт.;
- гайка M12 – 8 шт.;
- шайба M12 плоская – 4 шт.;
- шайба M12 гровера – 8 шт.;
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения LED650:

- предохранитель RTT 2 A – 2 шт.

10. Светильник операционный Armed, вариант исполнения LED650/650, в составе:

- блок освещения, диаметр 650 мм – 2 шт.;
- блок установочный с двумя горизонтальными плечами, длиной 950 мм и 800 мм;
- ручка стерилизуемая, длина 120 мм, диаметр 110 мм;
- ручка стерилизуемая, длина 135 мм, диаметр 110 мм, с установочным кронштейном;
- плечо балансирующее, длина 900 мм – 2 шт.;
- крышка верхняя, диаметр 490 мм;
- уплотнитель верхней крышки;
- кольцо ограничительное, диаметр 160 мм;
- саморез ST 3,5×16 – 8 шт.;
- гайка M12 – 8 шт.;
- шайба M12 плоская – 4 шт.;
- шайба M12 гровера – 8 шт.;
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения LED650/650:

- предохранитель RTT 2 A – 2 шт.

11. Светильник операционный Armed, вариант исполнения L734, в составе:

- блок освещения, диаметр 500 мм;
- основание (680 мм x 680 мм x 200 мм);
- штатив, длина 1380 мм, диаметр 40 мм;
- плечо балансирующее, длина 440 мм;
- ручка стерилизуемая, длина 95 мм, диаметр 22 мм;
- колесо, диаметр 75 мм – 4 шт.;
- винт-барашек, диаметр 38 мм;
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения L734:

- лампа запасная 24 В 25 Вт – 4 шт.;
- предохранитель RTT0,8 A – 2 шт.

12. Светильник операционный Armed, вариант исполнения SD200, в составе:

- блок освещения, диаметр 180 мм, с плечом балансирующим, 750 мм;
- основание (500 мм x 400 мм x 140 мм) с четырьмя колесами, диаметр 50 мм;
- штатив, длина 1480 мм, диаметр 40 мм;
- руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения SD200:

- лампа запасная 24 В 50 Вт;

ARMED®
NON PROGREDI, EST REGREDI



-предохранитель RТТ2 А – 2 шт.

13. Светильник операционный Armed, вариант исполнения L7412, в составе:
- блок освещения, диаметр 500 мм;
 - основание (600 мм x 400 мм x 400 мм) с четырьмя колесами, диаметр 75 мм;
 - штатив, длина 1350 мм, диаметр 40 мм;
 - плечо балансирующее, длина 460 мм;
 - ручка стерилизуемая, длина 100 мм, диаметр 20 мм;
 - винт-барашек, диаметр 40 мм;
 - чехол декоративный, длина 15 мм, диаметр 80 мм;
 - руководство по эксплуатации.

Принадлежности к светильнику операционному Armed, вариант исполнения L7412:

-лампа запасная 24 В 25 Вт – 4 шт.;

-предохранитель RТТ4 А – 2 шт

Код ОК 005-93: 94 5250

Код ТН ВЭД России: 9405

серийный выпуск

изготовителем "Shanghai Medical Instrument Co., Ltd."

200136, Китай, 515 Jujiqiao Road, Pudong District, Shanghai, China

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4); ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; ГОСТ 26368-90 (Разд. 2)

Декларация принята на основании

протокола № 746-374-2-16/БМ от 18.08.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БИЗНЕСМАРКЕТ", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.04ИБРО срок действия с 14.01.2016 года; Регистрационного удостоверения № РЗН 2016/4338 от 27.06.2016 года, выдано федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

Дата принятия декларации 23.08.2016

Декларация о соответствии действительна до 22.08.2019

М.П.

Е.В. Романченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции ООО "БизнесМаркет"

115093, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 58, строение 1, Телефон +74993915053, факс +74993915053, адрес электронной почты cs.bismark@mail.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ91 выдан 25.04.2014 года. Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 23.08.2016, регистрационный номер РОСС CN.АГ91.Д02851

М.П.

Е. Н. Леднева